

# Ride JAVA Back TALL

(Rev.: 27. 12. 2022)




Patentovaná anatomická biomechanická zádová opěra JAVA Back poskytuje flexibilitu pro snadnou a nezávislou optimalizaci podpory pánve a vyvážení trupu, čímž podporuje přirozený pohyb těla.

- K dispozici ve dvou variantách konturace.

Kód ZP pro mechanické vozíky:	Kód ZP pro elektrické vozíky:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:
<input type="radio"/> 07-5014294	<input type="radio"/> 07-5014299	Ride JAVA Back TALL Anatomická biomechanická zádová opěra	20.090,-	18.081,-	2.009,-
<input type="radio"/> 07-5014295	<input type="radio"/> 07-5014300	Ride JAVA Back TALL DEEP Anatomická biomechanická zádová opěra s hlubokou konturací	21.190,-	19.071,-	2.119,-

## Přehled dodávaných velikostí

Kód:	Vnitřní šíře:	Celková šíře:	Šíře sedu vozíku:	Výška:	Hloubka:		
<b>Ride JAVA Back TALL</b>							
<input type="radio"/> JB-1418	33 cm	36 cm	35 - 43 cm	46 cm	8 cm		
<input type="radio"/> JB-1518	34 cm	38 cm	38 - 45 cm				
<input type="radio"/> JB-1618	37 cm	41 cm	40 - 45 cm				
<input type="radio"/> JB-1718	39 cm	43 cm	43 - 50 cm				
<input type="radio"/> JB-1818	42 cm	46 cm	45 - 50 cm				
<input type="radio"/> JB-1918	44 cm	48 cm	50 - 55 cm				
<input type="radio"/> JB-2018	47 cm	51 cm	50 - 55 cm				
<b>Ride JAVA Back TALL DEEP - Nelze kombinovat s hrudními pelotami!</b>							
<input type="radio"/> JB-1418 DP	33 cm	36 cm	35 - 43 cm	46 cm	15 cm		
<input type="radio"/> JB-1518 DP	34 cm	38 cm	38 - 45 cm				
<input type="radio"/> JB-1618 DP	37 cm	41 cm	40 - 45 cm				
<input type="radio"/> JB-1718 DP	39 cm	43 cm	43 - 50 cm				
<input type="radio"/> JB-1818 DP	42 cm	46 cm	45 - 50 cm				
<input type="radio"/> JB-1918 DP	44 cm	48 cm	50 - 55 cm				
<input type="radio"/> JB-2018 DP	47 cm	51 cm	50 - 55 cm				



### Jak zjistit správnou šířku zádové opěry?

**Doporučení:**

Vnitřní šíře = šířka hrudníku + 5 až 8 cm v závislosti na uživateli.

## Příslušenství

Kód ZP:	Kód:	Popis:	Cena (Kč):	Úhrada ZP:	Doplatek:
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	Dle specifikace <b>Hrudní peloty, pevné (pár)</b> - Nelze kombinovat s hlubokou konturací DEEP.	8.580,-	0,-	8.580,-
<input type="radio"/>	Nehrazeno ZP	Dle specifikace <b>Hrudní peloty, odklopné (pár)</b> - Nelze kombinovat s hlubokou konturací DEEP.	10.980,-	0,-	10.980,-

Provedení:	vel. S			vel. M			vel. L		
	ploché	zakřivené		ploché	zakřivené		ploché	zakřivené	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
			7,5 x 12,5 cm			10 x 15 cm			12,5 x 15 cm

Celková šíře zádové opěry:	
36 cm	38 - 51 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

V případě požadavku na 1 ks:

Levá	Pravá
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(Poloviční cena.)