

Speedy-Duo 2



ZÁKLADNÍ MODEL

- adapter pro připojení k vozíku
- 20 palcové kolo s pláštěm typu Marathon Schwalbe
- ergonomicky tvarovaná držadla, V-řídítka
- 8 rychlostí s ovládáním brzd páčkami na řídítkách
- V-brzda a disková brzda
- indikátor kapacity se spínačem ON / OFF
- motor s automat. regulací točivého momentu
- nabíjecí zařízení
- kryt řetězu
- upínání řetězu integrováno do rámu
- tachometr
- setrvačný tlumič chvění řídítek při jízdě
- zvonek
- automatický zvedací systém pro připojení
- stojan
- stříbrná barva rámu

Všechny modely Speedy jsou uchyceny k vozíku adapterem.

Pokud je Váš vozík již jednou adapterem vybaven, není třeba si opatřovat další pro jiný model Speedy.

Zvolte si verzi, která Vám nejlépe vyhovuje.

VERZE

- **Řídící kolo** - 10 nebo 14 km/h
- **Rám řídítek** - rovný nebo do tvaru V
- **Držadla** - vodorovná, ergonomicky tvarovaná nebo Tetra 1 - 4
- **Brzdy** - s ovládáním páčkami na řídítkách nebo protichodem řídítek
- **Systém řazení** - otočení zápěstím na rámu
- stisknutí knoflíku na rámu
- bradou
- **Sada baterie** - "Lead Crystal" 14Ah nebo 22 Ah
- 15Ah nebo 22Ah
- **Pneumatika** - typu Touring, Cross nebo Marathon Schwalbe

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Váš Speedy můžete vybavit také příslušenstvím. K dispozici jsou nejen tyto možnosti:

- teflonový chránič řetězu
- podpěra nohy
- vak na Speedy
- sada LED osvětlení
- nosič zavazadel s předním světlem
- trenažér pro cvičení
- speciální držadla Tetra

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Teflonový chránič řetězu

Chránič řetězu vyrobený z teflonové trubice chrání uživatele i jeho oblečení proti ušpinění. Chránič řetězu v oblasti kolenou je vyrobený z lehké, tenkostěnné plastové trubice s extrémně nízkým odporem tření.



Podpěra nohy

Podpěra nohy poskytne pohodlné zapření v případě ztuhlosti kolenního kloubu. Noha je zajištěna suchým zipem. Vzdálenost od zařízení Speedy a přední či zadní náklon lze nastavit.



Vak na Speedy

Přepravní vak pro kompletní zařízení Speedy je vyroben z odolného nylonu (s dlouhými uchy pro chodce a krátkými pro lidi na vozíku). Přepravní vak předchází poškrábání zařízení Speedy a zároveň znečištění vozidla při přepravě na zadním sedadle.



Sada LED osvětlení

- LED přední světlo s baterkami a nabíječkou

Přední světlo je dodáváno spolu s držákem.

- LED zadní světlo s baterkami

Zadní světlo je uchyceno na levé straně opěrky vozíku.



Nosič zavazadel s předním světlem

Hliníkový nosič s možností nastavení výšky. Ideální pro přepravu menších předmětů.



Trenažér pro cvičení

Trenažér cvičení Vás udrží v kondici po celý rok.



Speciální držadla Tetra 1

Držadlo předchází sklouznutí ruky. Možnost nastavení vzdálenosti a úhlu.



Speciální držadla Tetra 2

Držadlo s podporou předloktí a zápěstí. Možnost nastavení vzdálenosti a úhlu.



Speciální držadla Tetra 3

Držadlo s podporou ruky a zápěstí. Možnost nastavení vzdálenosti a úhlu.



Speciální držadla Tetra 4

Držadlo s excentrickou fixací. Ruka je ve vodorovné poloze.



Rovné držadlo

Pro univerzální uchopení. Doporučeno v případě spasticity rukou.



Ergonomicky tvarované držadlo

Držadlo s ergonomickým tvarem. Vyrobeno z pryže odolné proti oděru.